





## Anvisningar för nedladdning av SimPlant

- 1- Följ den här länken <http://www.materialise.com/materialise/view/en/3186506-Download+SimPlant+software+and+library.html>
- 2- Nedladdningen består av två steg. Först laddar du ner SimPlant programvaran och sedan laddar du ner Implantatbiblioteket
- 3- Välj vilket variant av programmet du vill ladda ner antingen SimPlant Pro eller SimPlant Planner och click på tillhörande länk. Välj språk och fortsätt




- 4- Kör installationsprogrammet



- 5- När installationsprogrammet har körts klart clicka next, välj världsområde och click next

## 6- Välj "I want to enter my CCKey code later"



## 7- Kontakta din teknisk support via email eller telefon och ange SystemID-koden som du ser i bilden ovan. System ID kommer att se annorlunda i din skärm. Supporten kommer då att förse dig med ett lösenord så att du kan börja använda programmet.

[Antonio.luis@sddental.se](mailto:Antonio.luis@sddental.se)

Telefonnummer till supporten: +46 70 660 3878

## 8- Nästa steget är nu att ladda ner Implantatbiblioteket